

dekenboog

Met een dekenboog vermijd je de druk van het deken op je onderbenen en voeten zonder dat je het deken moet weghalen. Dat kan handig zijn wanneer je revalideert na een ingreep aan je benen. Of wanneer je de druk van het deken op je benen onaangenaam vindt. Zo vermijd je onnodige druk op wonden of verbanden en help je verkortingen van de kuitspieren voorkomen (spitsvoet).



wat huur je bij Goed?

dekenboog in 1 geheel

hoe monteert je de dekenboog?

- 1 Maak het deken en het laken los aan het voeteinde.
- 2 Schuif de onderkant van het frame tussen de matras en bedbodem. De bovenkant vormt dan de steun voor het beddengoed.
- 3 Stel de juiste hoogte in. Draai de sterknop los. Schuif de bovenste helft van de dekenboog omhoog. Draai de sterknop opnieuw vast. Om de juiste hoogte te bepalen hou je rekening met de hoogte van de voet van de persoon in het bed. De bedoeling is dat het laken, deken of de dekenboog de voet niet raken.
- 4 Doe het laken over de dekenboog en stop dit aan de zijkanten onder de matras.



onderhoud

Het artikel kan met een licht vochtige doek gereinigd worden.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel

☎ 03 205 69 29

📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afpraak

☎ 03 205 69 29

💡 **Vragen over het juiste gebruik?**
Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.