



krukken

Bedankt om krukken te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om de krukken op een veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.

wat huur je bij Goed?

1. kruk (standaard)
2. kruk (extra lang)
3. okselkruk
4. kinderkruk
5. kruk (extra sterk)



zelf aan te kopen toebehoren

- krukhouder



- dop voor kruk

Krukken die je huurt zijn voorzien van een passende dop onderaan. Koop je de kruk aan na de huurperiode, dan doe je er goed aan om een nieuwe dop aan te kopen als de originele (te veel) afgesleten is.



- handvatovertrek
My Sleeves



hoe gebruik ik mijn kruk veilig?

Haal de clip van de kruk eruit om de juiste hoogte te kunnen instellen.

- Trek de clip eruit.
- Daarna kan je de kruk verschuiven tot op de gewenste hoogte.
- Stop de clip dan terug door de opening om de kruk vast te zetten.



zo stel je de kruk af op de gewenste hoogte

- Sta mooi rechtop met je handen los langs je lichaam.
- Verstel de kruk zodat het handvat juist ter hoogte van je pols komt. Zo ontstaat een lichte buiging in je elleboog als je de kruk gebruikt. Dit is de meest comfortabele houding.
- Vergrendel de kruk op deze hoogte door de clip opnieuw in de kruk te klikken.



Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
☎ 03 205 69 29
📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afspraak
☎ 03 205 69 29

🗣️ Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.