

aerosol

Bedankt om deze aerosol te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. We geven je graag aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen



wat huur je bij Goed?

aerosol

zelf aan te kopen bij Goed

Deze toebehoren dien je om hygiënische redenen zelf aan te kopen. Die hoef je op het einde van de huurperiode niet terug te geven. Kies voor een verstuiver of voor een vernevelaar.

1. verstuiver (of vernevelaar) + mondstuk
2. verstuiver (of vernevelaar) + mondmasker



aansluiten van de toebehoren op de aerosol

- 1 Sluit de luchtslang aan op het toestel.
- 2 Koppel de luchtslang aan het medicatiereservoir.
- 3 Bevestig het masker of mondstuk op het medicatiereservoir.
- 4 Zet aan met de aan/uit-knop.



werking van de aerosol

- De verneveltijd is ongeveer 10 minuten.
- Zit goed rechtop.
- Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar open, en giet er de medicatie in.
- Doe het mondstuk in de mond of sluit het mondmasker goed rond de mond.
- Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
- Plaats de mond niet over het uitademingsventiel van het mondstuk (blauw).
- Houd de vernevelaar horizontaal.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.
- Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.
- Maak de vernevelaar grondig schoon bij een verlenging van de verneveltijd.
- Adem je te snel? Dan wordt het **controlesysteem** geactiveerd. Dit is een geïntegreerde trainingstool die het aanleren van een effectieve inhaleertechniek ondersteunt.



tip

Medicatie-resten kunnen de verstuiver na verloop van tijd verstopen. Om dit te vermijden, spoel je de verstuiver na elk gebrek best met lauw water uit.

Spoel na het aerosollen best even je mond of poets je tanden om schimmelinfecties te vermijden.

onderhoud

compressor

Maak de compressor 1 maal per week of bij zichtbare vervuiling proper met een vochtige doek.

vernevelslang

Haal de vernevelaar van de slang wanneer er vocht in de slang zit. Zet de compressor aan totdat het vocht uit de slang is geblazen.

zo reinig je de vernevelaar

Haal alle onderdelen **na elke behandeling** uit elkaar.

- 1 Doe drie druppels afwasmiddel in handwarm leidingwater (40 graden).
- 2 Dompel de vernevelaar gedurende 5 minuten onder.
- 3 Borstel forse verontreiniging af.
- 4 Spoel grondig af onder handwarm leidingwater.
- 5 Laat de vernevelaar drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

1 x per dag: haal alle onderdelen uit elkaar

- 1 Breng een pan (gevuld met voldoende water) aan de kook.
- 2 Leg de onderdelen in de pan als het water kookt.
- 3 De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken: het risico bestaat dat ze dan gaan smelten.
- 4 Laat het water met de onderdelen 10 minuten doorkoken.
- 5 Spoel de onderdelen daarna grondig af onder handwarm leidingwater.
- 6 Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije theedoek.



tip

Je kan ook een magnetronsterilisator voor babyflessen gebruiken om de vernevelaar te reinigen.

wat als het aerosollen niet zo goed lukt?

Het toestel vernevelt niet zo goed meer.

Misschien is de aerosolset aan vervanging toe. Breng hem gerust terug naar de uitleendienst. We bezorgen je dan een nieuw toestel. De set best bij dagelijks gebruik om de 6 maand hernieuwen.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
☎ 03 205 69 29
📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afspraak
☎ 03 205 69 29

🗣 **Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.**
We helpen je graag verder.